

## INSTRUKCJA KODOWANIA PROBÓWEK

Szanowni Państwo,

Oznaczanie próbek przy użyciu kodów kreskowych to szybki i pewny sposób na identyfikację materiału i przypisanie go do danych pacjenta. Dla Państwa wygody i oszczędności czasu proponujemy prosty system kodowania probówek, eliminując pomyłki i przyspieszając wydanie wyniku.

Jak korzystać z systemu kodowego - krok po kroku:

1. Przedstawiciel naszego laboratorium dostarcza Państwu:
  - probówki i pojemniki do przechowywania i transportowania materiału,
  - formularze badań,
  - zestawy kodów kreskowych.
2. Kody kreskowe występują w 3 rodzajach:
  - arkusz zawierający 2 kody - dla 1 próbki od 1 pacjenta,
  - arkusz zawierający 4 kody - dla 2-3 próbek od 1 pacjenta,
  - arkusz zawierający 6 kodów - dla 4-5 próbek od 1 pacjenta.
3. Jeden kod z arkusza należy nakleić na wypełniony formularz badań (pole w górnym prawym rogu) - dzięki temu zlecenie otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny. Na jednego pacjenta przypada jeden formularz.
4. Pozostałe naklejki o tym samym kodzie należy nakleić na probówki i pojemniki z materiałem pobranym od pacjenta - dzięki temu unikamy konieczności dodatkowego opisywania probówek.
5. Na formularzu należy wpisać ilość wysłanych próbek (w dziale „MATERIAŁ”), zaznaczyć wybrane badania oraz zatwierdzić całość podpisem i pieczęciami.

**UWAGA! Prosimy naklejać kody na probówki i pojemniki w sposób umożliwiający ich zeskanowanie przez czytnik.**



6. Niewykorzystane naklejki o tym samym kodzie powinny zostać natychmiast wyrzucone, aby w przyszłości uniknąć pomyłki przy kolejnych badaniach.
7. Wyniki będą widoczne w systemie natychmiast po wykonaniu badania - dostęp do nich umożliwi zakładka „Wyniki Online” na stronie naszego laboratorium [www.zdrowyzwierz.pl](http://www.zdrowyzwierz.pl)

Wszelkie uwagi lub pytania prosimy kierować do naszego laboratorium.  
Zespół COBA Diagnostyka.